

TROUSSE DISSECTION COMPLÈTE, EN ÉTUI VINYLE

Réf. IT01600



TROUSSE DISSECTION COMPLÈTE, EN ÉTUI VINYLE

Réf. IT01600

Trousse de dissection complète

Trousse vinyle composée de :

- IP26410, Pince à échardes, 10 cm
- IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm
- IS02414, Sonde Cannelée, 14 cm
- ID07601, Aiguille à manche pour disséquer, 14 cm
- ID08601, Aiguille Lancéolée pour disséquer, 14 cm
- IC05414, Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm
- IC9411, Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
- ID05404, Manche bistouri n°4

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040031569

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 13,5

Largeur conditionnement (cm) : 25,0

Longueur unitaire (cm) : 18,0

Longueur conditionnement (cm) : 15,0

Hauteur unitaire (cm) : 3,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,282

Poids conditionnement (kg) : 0,282

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IT01600