

PINCE À SINUS, 13 CM

Réf. IP19813



PINCE À SINUS, 13 CM

Réf. IP19813

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040023465
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	9,5	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	19,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	0,2	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,033	Poids conditionnement (kg) :	0,033
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



19/05/2022 21:14 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IP19813