

ETRIER À TRACTION DE ZINNER, 90 X 250 X 5 MM

Réf. IE37260



ETRIER À TRACTION DE ZINNER, 90 X 250 X 5 MM



Réf. IE37260

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040039138

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018908500

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 12,0

Largeur conditionnement (cm) : 12,0

Longueur unitaire (cm) : 26,8

Longueur conditionnement (cm) : 26,8

Hauteur unitaire (cm) : 1,9

Hauteur conditionnement (cm) : 1,9

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,770

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:40 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IE37260