

## SPECULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 120 MM

Réf. IS04730



# SPECULUM VAGINAL COLLIN, 30 MM, LONG 120 MM

Réf. **IS04730**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030265

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 18,3

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,5

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,245

Poids conditionnement (kg) : 0,245

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS04730