

SPECULUM VAGINAL COLLIN, 32 MM, LONG 130 MM

Réf. IS04732



SPECULUM VAGINAL COLLIN, 32 MM, LONG 130 MM



Réf. **IS04732**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Ir

Marquage : CE

Code barres : 3661040030272

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,267

Poids conditionnement (kg) : 0,267

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS04732

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.