

## SPECULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 130 MM

Réf. IS04738



## SPECULUM VAGINAL COLLIN, 38 MM, LONG 130 MM



Réf. IS04738

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030289

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,210

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. IS04738

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.