

SPECULUM VAGINAL COLLIN, 40 MM, LONG 130 MM

Réf. IS04740



SPECULUM VAGINAL COLLIN, 40 MM, LONG 130 MM

Réf. IS04740

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040030296

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 4,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 13,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 6,6

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,318

Poids conditionnement (kg) : 0,318

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS04740