


MINI SAC MÉDICAL MADRAGUE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Réf. MDMADR02



MINI SAC MÉDICAL MADRAGUE, DE BOISSY



Réf. MDMADR02

La version mini du Sac Médical MADRAGUE

Ecoresponsable, personnalisable et « super organisé » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes. Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Madrague : c'est le gris des falaises et le brun de la terre de ce lieu emblématique et naturel de Normandie.

Si De Boissy a tenu à rendre hommage aux soignants et s'inspirer pour ses sacs de la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins, le look des sacs Madrague contraste bel et bien avec le classicisme habituel. De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Et il n'en reste pas moins qu'ils ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- La version mini de Sacs Médicaux Etrepat et Madrague
- L'espace principal intérieur comprend aussi 6 poches, un séparateur et les 2 compartiments mobiles : 1 transparent et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable
- La poche ventrale mesure 31x15 cm
- Toujours à l'extérieur : les 3 petites poches zippées, plus celle avec élastique pour la bouteille de gel, la pochette d'aspect cuir grainé détachable-personnalisable, et le port USB externe avec câble de chargement intégré
- Même poignées, bandoulière, porte-nom et fond antidérapant que le grand format
- Dimensions l x h x p : 32 x 28 x 20 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 4 kg / 15 litres
- Vendu vide

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040219004

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 20,0

Largeur conditionnement (cm) : 54,0

Longueur unitaire (cm) : 32,0

Longueur conditionnement (cm) : 57,0

Hauteur unitaire (cm) : 28,0

Hauteur conditionnement (cm) : 42,0

Poids unitaire (kg) : 1,050

Poids conditionnement (kg) : 1,050

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MDMADR02

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.