

SPÉCULUM AURICULAIRE SIEGLE

Réf. IS20400



SPÉCULUM AURICULAIRE SIEGLE

Réf. **IS20400**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040031095

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES
Unité nue
Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 10,5

Largeur conditionnement (cm) : 10,5

Longueur unitaire (cm) : 15,0

Longueur conditionnement (cm) : 15,0

Hauteur unitaire (cm) : 5,0

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) : 0,189

Poids conditionnement (kg) : 0,189

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:45 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS20400