

SPÉCULUM KILLIAN, AVEC VIS DE BLOCAGE NASAL, 50 MM

Réf. IS23050



SPÉCULUM KILLIAN, AVEC VIS DE BLOCAGE NASAL, 50 MM

Réf. IS23050

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I r

Marquage : CE

Code barres : 3661040031156

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018.9090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 5,5

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 15,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 5,2

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,099

Poids conditionnement (kg) : 0,099

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 21:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS23050