

STERNOTOME LEBSCHÉ, 24 CM

Réf. IS24424



STERNOTOME LEBSCHKE, 24 CM

Réf. IS24424

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040031224
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	9018.9090
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :	10,5	Largeur conditionnement (cm) :	10,5
Longueur unitaire (cm) :	24,0	Longueur conditionnement (cm) :	24,0
Hauteur unitaire (cm) :	2,0	Hauteur conditionnement (cm) :	2,0
Poids unitaire (kg) :	0,214	Poids conditionnement (kg) :	0,214
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



19/05/2022 21:17 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. IS24424