

BRASSARD CLINIC 1T/LARGE ADULTE (L) (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)

Réf. 337841



BRASSARD CLINIC 1T/LARGE ADULTE (L) (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Réf. **337841**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopires Spengler Clinic
Taille L
Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :		Code barres :	3700446028411
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,165
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 337841