

## BRASSARD CLINIC 1T/PETIT ENFANT (XS) (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)

Réf. 337846



# BRASSARD CLINIC 1T/PETIT ENFANT (XS) (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Réf. **337846**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopaires Spengler Clinic  
Taille XS  
Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage :

Code barres : 3700446000134

Garantie (mois) : 6

Code douanier : 9018901000

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 10,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 13,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,5

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,088

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



26/04/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 337846

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.