

LOT DE 3 BRASSARDS CLINIC (L+M+S) (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)

Réf. 337849



LOT DE 3 BRASSARDS CLINIC (L+M+S) (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Réf. **337849**

Brassards Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiomètres manopires Spengler Clinic
Taille L+M+S
Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | |
| Marquage : | | Code barres : | 3700446030865 |
| Garantie (mois) : | 6 | Code douanier : | 9018901000 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | Unité nue | Unité emballée | |
| Largeur unitaire (cm) : | | Largeur conditionnement (cm) : | 17,0 |
| Longueur unitaire (cm) : | | Longueur conditionnement (cm) : | 24,0 |
| Hauteur unitaire (cm) : | | Hauteur conditionnement (cm) : | 8,0 |
| Poids unitaire (kg) : | | Poids conditionnement (kg) : | 0,250 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |



26/04/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 337849