

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON, NOIR

Réf. 507500



STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON, NOIR



Réf. 507500

Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Le stéthoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Simple pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure

De couleur noire

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE		Code barres : 3700446009267
Garantie (mois) :	36		Code douanier : 90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	11,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	24,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	0,4
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,220
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/12/2022 12:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507500

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.