

STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON ROSE BOUGAINVILLIER



Réf. 507523



CE



STÉTHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON ROSE BOUGAINVILLIER



Réf. 507523

Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Le stéthoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Simple pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure nacrée avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure

De couleur rose bougainvillier

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446003951
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,220
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



08/12/2022 12:39 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 507523

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.