

## LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON MOTIFS PETIT ENFANT (XS) SPENGLER

Réf. 519039



# LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON MOTIFS PETIT ENFANT (XS) SPENGLER



Réf. 519039

L'unique tensiomètre manopaire doté de la technologie double tubulure lui conférant une précision et un confort d'utilisation rare.

#### ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

#### TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme « horlogerie » haute précision

#### RÉSISTANT AUX CHOCS

- Résistant aux chocs, boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

#### CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

#### BRASSARD

- Brassard en coton, taille XS (petit enfant 15-22 cm), motifs enfant
- Livré avec une trousse de transport

#### OPTION

- 5 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L) disponibles

#### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446008727

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

#### MESURES

##### Unité nue

##### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,515

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



26/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 519039

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.