

## LIAN CLASSIC MULTIBRASSARD VELCRO COTON (L, M, S) SPENGLER

Réf. 519050



# LIAN CLASSIC MULTIBRASSARD VELCRO COTON (L, M, S) SPENGLER



Réf. 519050

**L'unique tensiomètre manopaire doté de la technologie double tubulure lui conférant une précision et un confort d'utilisation rare.**

**ATTENTION :**

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

**TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES**

- Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire

- Mécanisme « horlogerie » haute précision

**RÉSISTANT AUX CHOCS**

- Résistant aux chocs, boîtier en métal indéformable

- Protège manomètre en mousse antichoc

**CONFORT**

- Poire grand volume pour un gonflage rapide

- Fermeture Velcro SPENGLER

**BRASSARD**

- Brassard Coton, multibrassard (L, M, S)

- Livré avec une trousse de transport

**OPTION**

- 5 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L) disponibles

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesure)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446024789
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	18,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	26,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	8,9
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,150
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	85	Humidité maxi :	85



26/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 519050

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.