

## LIAN METAL BRASSARD VELCRO NYLON GRIS LARGE ADULTE (L) SPENGLER



Réf. 521310



CE  
0459



# LIAN METAL BRASSARD VELCRO NYLON GRIS LARGE ADULTE (L) SPENGLER



Réf. 521310

**Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.**

**ATTENTION :**

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

**GRANDE PRÉCISION DES MESURES**

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

**CONFORT**

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

**RÉSISTANT AUX CHOCS**

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

**BRASSARD**

- Brassard adulte large taille L (32-42 cm), nylon, noir

**OPTION**

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446024864
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,782
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	85	Humidité maxi :	85



26/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 521310

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.