

LIAN METAL BRASSARD VELCRO COTON MOTIFS NOURRISSON (XXS) SPENGLER



Réf. 521314



CE
0459



LIAN METAL BRASSARD VELCRO COTON MOTIFS NOURRISSON (XXS) SPENGLER



Réf. 521314

Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.

ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

BRASSARD

- Brassard nourrisson taille XXS (cm), coton, motifs

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446006655
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	13,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	19,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	7,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,520
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	85	Humidité maxi :	85



26/04/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 521314

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.