

## LIAN METAL MULTIBRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER



Réf. 521330



CE  
0459



# LIAN METAL MULTIBRASSARD VELCRO (L, M, S) SPENGLER



Réf. 521330

**Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.**

**ATTENTION :**

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

**GRANDE PRÉCISION DES MESURES**

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

**CONFORT**

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

**RÉSISTANT AUX CHOCS**

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

**BRASSARD**

- Brassard multibrassard (L, M, S), nylon, gris

**OPTION**

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

**CARACTERISTIQUES**

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446009939

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

**MESURES**

**Unité nue**

**Unité emballée**

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 18,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 26,5

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 9,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,213

**CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :**

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



26/04/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 521330

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.