

## SAC EMERGENCY LIGHT, ROSE


Réf. MEEMER02\_RC

**EMERGENCY'S™**



GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GARANTEE

Intelli  
sense



# SAC EMERGENCY LIGHT, ROSE

**EMERGENCY'S™**

Réf. **MEEMER02\_RC**

**Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes réglables et une poche à fermeture éclair dans le rabat pour faciliter l'organisation du matériel sanitaire**

- Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées
- Fermetures à zip haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Mallette lavable
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 L
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.29 kg
- Vendu vide

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8436564542670

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 420212

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 25,0

Largeur conditionnement (cm) : 24,0

Longueur unitaire (cm) : 44,0

Longueur conditionnement (cm) : 30,2

Hauteur unitaire (cm) : 27,0

Hauteur conditionnement (cm) : 22,0

Poids unitaire (kg) : 1,290

Poids conditionnement (kg) : 1,300

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:09 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. MEEMER02\_RC

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.