

SAC EMERGENCY LIGHT, NOIR

Réf. MEEMER02_N

EMERGENCY'S™

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTEE



SAC EMERGENCY LIGHT, NOIR

EMERGENCY'S™

Réf. **MEEMER02_N**

Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes réglables et une poche à fermeture éclair dans le rabat pour faciliter l'organisation du matériel sanitaire
 Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées
 Fermetures à zip haute résistance
 Bandes réfléchissantes
 Mallette lavable
 Poignées renforcées et bretelles
 Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 l
 Matériau 600D Polyester
 Poids 1.29 kg

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	8436564542977	
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	420212
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	26,0	Largeur conditionnement (cm) :	24,0
Longueur unitaire (cm) :	31,6	Longueur conditionnement (cm) :	30,2
Hauteur unitaire (cm) :	19,0	Hauteur conditionnement (cm) :	22,0
Poids unitaire (kg) :	1,290	Poids conditionnement (kg) :	1,300
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



12/04/2022 21:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEEMER02_N

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.