

LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON MOTIFS ENFANT (PETIT ADULTE) (S) SPENGLER

Réf. 519029



LIAN CLASSIC BRASSARD VELCRO COTON MOTIFS ENFANT (PETIT ADULTE) (S) SPENGLER



Réf. 519029

L'unique tensiomètre manopaire doté de la technologie double tubulure lui conférant une précision et un confort d'utilisation rare.

ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Double tubulure avec raccords rapides pour une montée en pression linéaire
- Mécanisme « horlogerie » haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Résistant aux chocs, boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard en coton, taille S (enfant 20-28 cm), motifs enfant
- Livré avec une trousse de transport

OPTION

- 5 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L) disponibles

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446008734

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,663

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



26/04/2022 21:08 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 519029

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.