

SAC GRANDE CAPACITÉ EMERGENCY, ROUGE

Réf. MEEMER03_R

EMERGENCY'S™

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTIE



SAC GRANDE CAPACITÉ EMERGENCY, ROUGE

EMERGENCY'S™

Réf. **MEEMER03_R**

Destiné à transporter les matériels de secours les + fragiles

- Quatre compartiments pour supports intérieurs et compartiment haute capacité.
- Pochette transparente dans le rabat intérieur, conçue afin de voir et d'organiser le matériel facilement, grâce à la gomme-élastiques qui garantit une fixation correcte
- Cinq poches extérieures, deux poches latérales, l'une sur le dos et une sur le dessus et une poche frontale qui peut être divisée en interne grâce à des poches et bandes de caoutchouc
- Base du sac imperméable
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Porte carte externe
- Dimensions : 55 x 31.5 x 33 cm, capacité 38 L
- Dimensions intérieures : 40 x 20 x 24 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.76 kg
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8436564540799

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 420212

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 31,5

Largeur conditionnement (cm) : 28,0

Longueur unitaire (cm) : 55,0

Longueur conditionnement (cm) : 50,0

Hauteur unitaire (cm) : 33,0

Hauteur conditionnement (cm) : 20,0

Poids unitaire (kg) : 1,760

Poids conditionnement (kg) : 1,800

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEEMER03_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.