

SAC EMERGENCY LIGHT, ROUGE

Réf. MEEMER02_R

EMERGENCY'S™



GARANTIE
2
ANS
YEARS
GARANTIE



SAC EMERGENCY LIGHT, ROUGE

EMERGENCY'S™

Réf. **MEEMER02_R**

Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes réglables et une poche à fermeture éclair dans le rabat pour faciliter l'organisation du matériel sanitaire

- Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées
- Fermetures à zip haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Mallette lavable
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 L
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.29 kg
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8436564540775

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 420212

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 25,0

Largeur conditionnement (cm) : 24,0

Longueur unitaire (cm) : 44,0

Longueur conditionnement (cm) : 30,2

Hauteur unitaire (cm) : 27,0

Hauteur conditionnement (cm) : 22,0

Poids unitaire (kg) : 1,290

Poids conditionnement (kg) : 1,300

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



12/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEEMER02_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.