

## SAC EMERGENCY LIGHT, JAUNE

Réf. MEEMER02\_J

**EMERGENCY'S™**

GARANTIE  
**2**  
ANS  
YEARS  
GUARANTEE



# SAC EMERGENCY LIGHT, JAUNE

**EMERGENCY'S™**

Réf. **MEEMER02\_J**

Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes réglables et une poche à fermeture éclair dans le rabat pour faciliter l'organisation du matériel sanitaire  
 Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées  
 Fermetures à zip haute résistance  
 Bandes réfléchissantes  
 Mallette lavable  
 Poignées renforcées et bretelles  
 Dimensions 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 l  
 Matériau 600D Polyester  
 Poids 1.29 kg

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	8436564540782
Garantie (mois) :		Code douanier :	420212
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	26,0	Largeur conditionnement (cm) :	26,0
Longueur unitaire (cm) :	31,6	Longueur conditionnement (cm) :	31,6
Hauteur unitaire (cm) :	19,0	Hauteur conditionnement (cm) :	19,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,300
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



12/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. MEEMER02\_J

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.