

STYLO AUTOPIQUEUR POUR KIT DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE SPENGLER TB 100

Réf. 745011



STYLO AUTOPIQUEUR POUR KIT DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE SPENGLER TB 100



Réf. 745011

- Stylo autopiqueur à utiliser avec les Lancettes SPENGLER.

- Conditionnement : unitaire

Le stylo autopiqueur doit être utilisé avec des lancettes stériles compatibles pour extraire un échantillon sanguin prélevé sur le doigt, la paume ou l'avant bras pour tester la glycémie ou d'autres tests en utilisant de petites quantités de sang.

Retrouvez notre kit complet Glucomètre SPENGLER TB 100 (réf. 745000)

Code LPP de remboursement ? : 611139672

La vente de ce matériel médical est réservée aux établissements de santé, médecins et cabinets médicaux.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446041892

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90183190

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 0,8

Largeur conditionnement (cm) : 11,5

Longueur unitaire (cm) : 12,0

Longueur conditionnement (cm) : 16,4

Hauteur unitaire (cm) : 3,5

Hauteur conditionnement (cm) : 5,2

Poids unitaire (kg) : 0,020

Poids conditionnement (kg) : 0,220

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 745011

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.