

## AMPOULE LED POUR OTOSCOPE SMARTLED ET EVO\* SPENGLER \*



Réf. 570515

# AMPOULE LED POUR OTOSCOPE SMARTLED ET EVO\* SPENGLER \*



Réf. **570515**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446028381
Garantie (mois) :		0	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,003
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



26/08/2022 12:53 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 570515

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.