

TUBE PNI 3M POUR STATION CT40 SUNTECH

 SunTech Medical®

Réf. DSU551456



TUBE PNI 3M POUR STATION CT40 SUNTECH

Réf. DSU551456

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : CE Code barres : 3700446032562

Garantie (mois) : 12 Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) : 2,0

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) : 19,0

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) : 18,0

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) : 0,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



05/04/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU551456