

LIAN NANO BRASSARD NYLON NOIR ENFANT (S) SPENGLER

Réf. 513220



CE
0459



LIAN NANO BRASSARD NYLON NOIR ENFANT (S) SPENGLER



Réf. 513220

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard enfant taille S (20-28 cm), nylon Oxford, noir

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446003821

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 13,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 19,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 7,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,482

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



26/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513220

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.