

LIAN NANO BRASSARD COTON MOTIF ENFANT (S) SPENGLER

Réf. 513229



CE
0459



LIAN NANO BRASSARD COTON MOTIF ENFANT (S) SPENGLER



Réf. 513229

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard enfant / petit adulte taille S (20-28 cm), coton, motifs

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446007195
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	13,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	19,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	7,0
Poids unitaire (kg) :	0,500	Poids conditionnement (kg) :	0,526
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	20	Humidité maxi :	85



26/04/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513229

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.