

LIAN NANO MULTIBRASSARD NYLON NOIR (S,M,L) SPENGLER

Réf. 513260-



LIAN NANO MULTIBRASSARD NYLON NOIR (S,M,L) SPENGLER



Réf. 513260-

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

ATTENTION :

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard multibrassard (L, M, S), nylon Oxford, noir

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesure)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446007232
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	19,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	27,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	9,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,802
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	20	Humidité maxi :	85



26/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513260-

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.