

CB48

COUVERTURES CHAUFFANTES POUR BLOC OPÉRATOIRE ET SALLE DE RÉVEIL

FICHE TECHNIQUE



MADE IN FRANCE



- Réutilisables !
- Faciles d'utilisation
- En toute sécurité
- Fabrication française

Parce que des études cliniques ont démontré que l'hypothermie peropératoire peut induire des complications pour les patients, les couvertures chauffantes CB48 sont des systèmes de réchauffement actifs de patient, dédiés au bloc opératoire, aux salles de surveillance post-interventionnelle (SSPI) et pour réchauffer le patient avant une intervention chirurgicale.

CE
0459

GSH

30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix en Provence | FRANCE
www.gsh-med.fr

Contact :
+33 (0) 4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOÎTIER

POIDS	Boîtier	1.7 Kg
RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE	Principe de la mesure	CTN
	Plage de mesure	20°C à 41°C
	Précision de mesure	+/- 0.8°C
	Plage de réglage	30°C à 40°C / pas de 0.5°C
CONDITIONS D'UTILISATION	Température d'ambiance recommandée	21°C à 26°C
	Gamme de température	10°C / 40°C
	Pression atmosphérique	700 hPa à 1060 hPa
	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
CONDITIONS DE STOCKAGE	Type d'emballage	Origine
	Local	Ventilé
	Température de stockage	-20°C à 50°C
	Pression atmosphérique	900 hPa à 1060 hPa
PROTECTION	Hygrométrie (sans condensation)	30% à 90%
	Type BF / IP32	
MARQUAGE CE	Marquage CE 0459, organisme notifié : G-MED, Classe DM : IIb	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COUVERTURES CHAUFFANTES

	RÉFÉRENCE DE COUVERTURE CHAUFFANTE CB48 :		
	Modèle CB48-2 Pédiatrique-Demi-corps	Modèle CB48-3 Adulte-Haut du corps	Modèle CB48-11 Adulte - Corps entier
DIMENSIONS	80 x 100 cm	50 X 150 cm	100 x 150 cm
POIDS (hors boîtier) +/-0.2 Kg	1,9 Kg	1.7 Kg	2.7 Kg
PUISSANCE	70W	55 W	90 W
ALIMENTATION	230 V-50 Hz		
TENSION CHAUFFE	48Vcc		
PROTECTION	BF		
ETANCHÉITÉ	IP 35		
HOUSSE	PU		
TISSU INTERNE	83% acrylique / 17% coton		
POIGNÉE	0	0	4
RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	30 à 40°C		
SONDE CUTANÉE	non		

Les références :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Couverture chauffante demi-corps/pédiatrique	CB48-2+BCB48
Couverture chauffante adulte (haut du corps)	CB48-3+BCB48
Couverture chauffante adulte (corps entier)	CB48-11+BCB48



Les accessoires :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Support couverture pour pied à sérum	SUPPS



LA QUALITÉ ECM

Marquage CE 0459

Les couvertures chauffantes sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Centre de support technique client

GSH assure la maintenance et la réparation des couvertures chauffantes. Contactez notre SAV au : +33 5 55 56 32 40.

Garantie

Les couvertures chauffantes ECM sont garanties 12 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.