

BRASSARD DOUBLE 57X10CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554059



CE



25/08/2024 18:35:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARD DOUBLE 57X10CM POUR GARROT DTS 3000 SPENGLER



Ref. 554059

Description

Les brassards doubles sont la meilleure option pour une intervention chirurgicale de longue durée afin de minimiser toute blessure.

Des brassards dotés de la technologie zéro pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonflage uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppé, le membre nécessite moins de pression pour stopper la circulation sanguine, réduisant ici aussi le risques de complications.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	28809315676335	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	10
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité emballée / Longueur (cm)	nc
Unité nue / Longueur (cm)	57	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	-20	Température maxi	60
Humidité mini	5	Humidité maxi	90
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 25/08/2024 18:35:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr