

## BOCAL FLOVAC 1L RÉUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30



Ref. BCASPI102



25/08/2024 18:28:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BOCAL FLOVAC 1L RÉUTILISABLE POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20 ET 30



Ref. **BCASPI102**

## Description

- Bocal / conteneur autoclavable FLOVAC® rigide en polycarbonate, réutilisable.
- Destiné à contenir les poches jetables FLOVAC®
- capacité: 1000ml

Les systèmes FLOVAC® remplacent donc l'utilisation de bocaux autoclavables, ce qui diminue les coûts de nettoyage et de stérilisation.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040160849	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.2
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

25/08/2024 18:28:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)