

## SAC DE TRANSPORT


Ref. BCASPI129



 25/08/2024 20:39:20 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## SAC DE TRANSPORT



Ref. BCASPI129

## Description

Adapté pour les modèles ci-dessous :

- New Askir 30 / 30 Proximity
- New Askir 230/12V BR
- Askir 36 BR
- New Aspiret
- New Askir 118 BASIC WM

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040165769	Code douanier	4202121900
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	21
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	37
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	45
Unité emballée / Poids (kg)	0.65		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	1	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 25/08/2024 20:39:20 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)