

CAPTEUR SPO2 CLIP PÉDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

COMEN

Ref. DBCPEDI01



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 YEAR
1
YEAR
GUARANTEE

25/08/2024 21:07:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

CAPTEUR SPO2 CLIP PÉDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

COMEN

Ref. DBCPEDI01

Conçu pour assurer une mesure précise et rapide de la saturation en oxygène

Description

Caractéristiques techniques:
% d'oxygène
90-100% précision +/-2%
70-90% précision +/-3%
<70% non précisé

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219424	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

25/08/2024 21:07:05 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr