

CAPTEUR SPO2 SILICONE PÉDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

COMEN

Ref. DBSPEDI01



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1
YEAR
GUARANTEE

25/08/2024 21:07:52 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CAPTEUR SPO2 SILICONE PÉDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

COMEN

Ref. DBSPEDI01

Conçu pour assurer une mesure précise et rapide de la saturation en oxygène.

Description

Caractéristiques techniques
% d'oxygène
90-100% Précision +/-2%
70-90% Précision +/-3%
<70% non spécifié.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219448	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	3
Unité emballée / Longueur (cm)	13	Unité emballée / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 25/08/2024 21:07:52 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr