


PACK BATTERIE RECHARGEABLE POUR MCC

KERN®

Ref. EKMB08



 25/08/2024 20:42:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PACK BATTERIE RECHARGEABLE POUR MCC



Ref. EKMBC08

Description

Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu'à 40 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
Convient pour plateforme de pesée pour chaise roulante KERN MWA, pèse-personne avec barre de retenue KERN MTA, pèse-personnes à colonne KERN MPE, KERN MPD et KERN MPC, fauteuil pèse-personne KERN MCC et pèse-bébé KERN MBC

EKMBC08 convient aux numéros de série WF1434431 et numéros supérieur (sinon voir Batterie EKMBC05)

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	3661040173535	Code douanier	85075000
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité emballée / Poids (kg)	0.184
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

25/08/2024 20:42:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr