

POCHETTE GEL DE "FROID" RÉUTILISABLE



Ref. MECOLD01



 25/08/2024 20:33:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

POCHETTE GEL DE "FROID" RÉUTILISABLE



Ref. MECOLD01

Description

Applications :

1/ Idéal pour les sacs et trousse isotherme / diabète ...

2/ Peut s'appliquer aussi sur les hématomes, entorses, hyperthermies et dans tous les cas où la cryothérapie sera nécessaire.

Sans oublier d'envelopper la poche dans un linge propre avant d'appliquer sur la peau.

Maintenir le gel dans le congélateur entre 6/12h.

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	8436564540577	Code douanier	42029270
Pays	Chine		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	17	Unité emballée / Hauteur (cm)	12
Unité emballée / Longueur (cm)	1	Unité emballée / Poids (kg)	0.05
Unité nue / Poids (kg)	0.05		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

25/08/2024 20:33:59 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr