

ETRIER DE KIRSCHNER, GRAND MODÈLE

Ref. IE37200



27/08/2024 01:22:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ETRIER DE KIRSCHNER, GRAND MODÈLE



Ref. IE37200

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040017532	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	11.6
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	7.8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	27.6
Unité emballée / Poids (kg)	0.739	Unité nue / Poids (kg)	0.739
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 27/08/2024 01:22:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr