

ETRIER DE KIRSCHNER, PETIT MODÈLE

Ref. IE37250



27/08/2024 01:22:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**ETRIER DE KIRSCHNER, PETIT
MODÈLE**

Ref. IE37250

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040017549	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	14
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	25
Unité emballée / Poids (kg)	0.512	Unité nue / Poids (kg)	0.512
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

27/08/2024 01:22:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr