

COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Ref. [CT40251](#)

CE



📅 26/08/2024 18:57:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Ref. **CT40251**

Description

- Etui jetable, double protection, pour l'hygiène lors de la prise de température.
- Le couvre-sonde évite le contact du thermomètre avec la muqueuse.
- La partie en couleur facilite l'ouverture du couvre-sonde pour placer le thermomètre.
- Le film mince et résistant garantit des résultats de mesures exacts.
- Le lubrifiant du couvre-sonde facilite l'introduction rectale du thermomètre.
- A usage unique, l'étui extérieur protège de la contamination le personnel soignant et les plans de travail.
- Durée de conservation de l'étui : 3 ans.

Existe en version non lubrifié.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040069081	Code douanier	9025900090
Pays	Suède		
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	15	Unité nue / Largeur (cm)	15.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	8	Unité nue / Hauteur (cm)	8
Unité emballée / Longueur (cm)	21	Unité nue / Longueur (cm)	21
Unité emballée / Poids (kg)	0.841	Unité nue / Poids (kg)	0.841
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

 26/08/2024 18:57:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr