

LAMPE STYLO ARGENTÉ

Ref. DLE1020



26/08/2024 18:59:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LAMPE STYLO ARGENTÉ



Ref. DLE1020

Description

- Livré avec 2 piles.
- Interrupteur d'allumage.

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3701126702935	Code douanier	85131010
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	6.8
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	1.8
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	16.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.039	Unité nue / Poids (kg)	0.039
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 26/08/2024 18:59:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr