

## DYNAMOMÈTRE À POIGNÉE ELECTRONIQUE MAP KERN (10, 20, 40, 80 KG)

# KERN®

Ref. EKMAP02

GARANTIE  
2 ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



📅 29/08/2024 12:00:31 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# DYNAMOMÈTRE À POIGNÉE ELECTRONIQUE MAP KERN (10, 20, 40, 80 KG)

**KERN**<sup>®</sup>

Ref. EKMAP02

## Description

- Dans le cadre de la rééducation post-accident, cet appareil permet au personnel soignant de contrôler et d'entretenir de façon encadrée la forme physique du patient
- Mode temps réel : affiche directement la force réelle
- Mode pic/max. : affiche la force maximale d'une poignée de main
- Mode moyenne : calcule la force moyenne de deux poignées de main
- Mode comptage : compte le nombre de mouvements de serrage qui dépassent une valeur limite prédéfinie
- Fonction AUTO-OFF intégrée après une minute pour économiser les piles
- Des ressorts interchangeables permettent de modifier rapidement la résistance (jeux de ressorts supplémentaires pour 20 kg et 40 kg fournis)
- Les différents niveaux de résistance des ressorts permettent d'utiliser ce dynamomètre à poignée de manière ciblée auprès de différents groupes de patients : enfants, personnes âgées, sportifs en rééducation, etc...
- Manipulation sûre et aisée grâce à des poignées en caoutchouc antidérapantes
- Conversion d'unités possible entre kg et lb
- Livré dans une mallette robuste pour un transport simple et sûr et pour le rangement des jeux de ressorts (dim. Mallette (L x P x H) : 350 x 265 x 85mm)
- Écran LCD, hauteur de chiffres 12 cm
- 1 Pile CR 2450 incluse (durée de service env. 53 h)
- Poids net 0,3 kg

 29/08/2024 12:00:31 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# DYNAMOMÈTRE À POIGNÉE ELECTRONIQUE MAP KERN (10, 20, 40, 80 KG)

**KERN**<sup>®</sup>Ref. **EKMAP02**

## Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Non
Code barre	4045761095762	Code douanier	90278990
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	26.5
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	8.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	35
Unité emballée / Poids (kg)	1.7	Unité nue / Poids (kg)	0.31
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 12:00:31 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)