

## PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE

# KERN®

Ref. EKMBC06-CIII



CE  
0297

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**Im**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



 29/08/2024 11:46:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE

**KERN**<sup>®</sup>Ref. **EKMBC06-CIII****Pèse-bébé EKMCB01 avec toise et homologué en classe III médicale**

## Description

- Avec toise mécanique, portée 80 cm, pas de 1 mm
- Appréciée dans la pédiatrie grâce à sa grande surface de pesée ergonomique et amovible, idéale pour les nourrissons
- Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les bébés agités couchés, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Ecran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,002 kg jusqu'à 6 kg et 0,005 jusqu'à 15 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 AA non fournies), ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :


- Dimensions surface de pesée :  
L×P×H 600×280×55 mm
- Dimensions totales :  
L×P×H 600×400×110 mm
- Dimensions totales avec toise :  
L×P×H 890×470×175 mm
- Poids net env. 5,5 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

 29/08/2024 11:46:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE

**KERN**Ref. [EKMBC06-CIII](#)

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040063195	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité emballée / Hauteur (cm)	nc
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	89
Unité emballée / Poids (kg)	8	Unité nue / Poids (kg)	5.5
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

 29/08/2024 11:46:18 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)