

## PÈSE-PERSONNE À COLONNE MPE - 250 KG AVEC TOISE

# KERN®

Ref. EKMPE02



CE  
0297

GARANTIE  
3 ANS  
3 YEARS  
GUARANTEE



29/08/2024 11:50:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PÈSE-PERSONNE À COLONNE MPE - 250 KG AVEC TOISE

**KERN**<sup>®</sup>Ref. **EKMPE02****Pèse-personne avec toise télescopique intégrée dans la colonne**

## Description

- Toise télescopique intégrée dans la colonne (mesure : 88 à 220 cm)
- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction "mère et enfant" : le poids de la mère est pris, puis l'échelle est remise à zéro sur simple pression d'un bouton. Alors la mère et le bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l'enfant sera automatiquement affiché à l'écran
- Facile à transporter grâce aux deux roulettes intégrées
- Grand écran LCD, avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,1 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologable en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plateau :  
L×P×H 365×360×80 mm
- Poids net env. 12 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Médical	Non
Code barre	4045761096585	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	36	Pays	Allemagne

### MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	28	Unité nue / Largeur (cm)	57
Unité emballée / Hauteur (cm)	45	Unité nue / Hauteur (cm)	103
Unité emballée / Longueur (cm)	103	Unité nue / Longueur (cm)	36.5
Unité emballée / Poids (kg)	14.19	Unité nue / Poids (kg)	11.56

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

 29/08/2024 11:50:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)