

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE

KERN®

Ref. EKMWS05



CE
0297

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
Im
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
ANS
GUARANTEE



 29/08/2024 11:59:22 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE



Ref. EKMWS05

Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue

Description

- Avec barres de retenue, les patients peuvent ainsi être pesés debout, appuyés sur la barre de retenue ou dans une chaise roulante
- Convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante grâce à la plate-forme surbaissée accessible par les deux côtés avec mémorisation des poids de tare d'un maximum de cinq chaises roulantes (électriques)
- Le grand plateau de pesée en acier est idéal pour peser les patients forts, en surpoids
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Ecran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,1 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologable en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :


- Dimensions afficheur :
L×P×H 210×110×50 mm
- Dimensions totales :
L×P×H 1155×800×66 mm
- Longueur de câble afficheur env. 180 cm
- Poids net env. 28,4 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

 29/08/2024 11:59:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PLATEFORME DE PESÉE KERN MWS - 300KG AVEC BARRES DE RETENUE



Ref. EKMWS05

Caractéristiques

Marquage CE	CE0297	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040063317	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	80
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	6.6
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	115.5
Unité emballée / Poids (kg)	70	Unité nue / Poids (kg)	46.6
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 11:59:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr