


SANGLE ARAIGNÉE, MODÈLE ENFANT

Ref. **SBRAN17**



29/08/2024 12:03:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SANGLE ARAIGNÉE, MODÈLE ENFANT



Ref. SBRAN17

Description

- Pour l'immobilisation complète des enfants sur des plans durs

Caractéristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Médical	Classe I
Code barre	3661040063751	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	8	Unité nue / Largeur (cm)	5
Unité emballée / Hauteur (cm)	6	Unité nue / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	38	Unité nue / Longueur (cm)	36
Unité emballée / Poids (kg)	0.25	Unité nue / Poids (kg)	0.6
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 29/08/2024 12:03:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr